


化學實驗室自動化



hExtractor 20


極速加熱萃取機

溫度	50 ~ 300 °C	
加熱時間	0 ~ 16 小時	
樣品數	20 個	
玻璃頂空瓶	耐壓 > 30 atm	20 ml
高壓石英管	耐壓 > 80 atm	8 ml
不鏽鋼瓶	耐壓 > 100 atm	10 ml
PTFE 瓶	耐壓 > 20 atm	5 ml
其他	客製樣品瓶	



環境汙染萃取
活性成分萃取

◎ 無萃取溶劑限制
◎ 萃取時間 < 10min



高分子添加劑萃取

◎ 提升萃取效率
(1~10 hr → 3~20 min)


蛋白質水解


◎ 大幅縮短水解時間
(> 12 hr → 10 min)


化學反應優化

◎ 20種條件自動操作
專利安全保護套

LCMS 抗吸附移動相

Waters 層析質譜、管柱、SPE



科學服務、研究合作、檢驗分析、質譜解析、應用開發、顧問諮詢、專治疑難雜症