



**MEXX-T-DP 總汞直接催掃分析系統**

- ★符合EPA 245.7 方法
- ★分析時間： $< 1.5$ 分鐘
- ★IDL: $< 0.3$  ng/L
- ★分析範圍：0 –100,000 pg
- ★減少試劑消耗

**MEXX-T 總汞分析系統**

- ☆符合EPA1631、NIEA W331.50B、A304.10C
- ☆分析時間；5分鐘
- ☆分析範圍：0 – 10,000 pg
- ☆IDL: $< 0.03$  ng/L(25mL樣品體積)



**MEXX-M 甲基汞分析系統**

- 符合EPA1630、NIEAW941.50B
- IDL: $< 0.002$ ng/L(40mL樣品體積)
- 分析範圍：0 – 1,000 pg
- 分析時間；約 6.5 分鐘



空氣採樣袋



空氣採樣器



頻譜噪音計



環境監測儀